

物理特性

慢性接触：可能的増収、皮炎和肿胀。 汞可通过皮肤吸收，导致排尿问题。 吸入的影响和危害： 刺激物/增敏剂/神经毒素。 急性接触： 汞蒸气吸入可引起咳嗽、发烧、恶心和呕吐。 慢性接触： 长期高浓度地吸入汞蒸气，可能导致中毒。 结果极为不同，包括痛、 颤、流涎、口腔炎、牙齿松动、牙龈上有蓝线、疼痛、以及四肢麻木、 食入的影响和危害： 神经毒素 / 肾毒素。 急性接触： 可能导致恶心、呕吐、肾衰竭和神经问题。 慢性接触： 症状包括中枢神经系统 (CNS) 的疾病。

失效日期
失效日期过后，请不要使用本产品。

表A： 测定时间表

混合机	Tytin	Tytin-FC	CONTOUR (外形)
Kerr AutoMix	速度/时间 (秒)	速度/時間 (秒)	速度/時間 (秒)
400 毫克 快速装	不适用	每分钟4000转/7.0	每分钟4000转/11.5
600 毫克 快速装	不适用	每分钟4000转/7.0	每分钟4000转/10.5
800 毫克 快速装	不适用	每分钟4000转/7.0	每分钟4000转/9.5
400 毫克 普通装	每分钟4000转/8.5	每分钟4000转/7.0	每分钟4000转/10.5
600 毫克 普通装	每分钟4000转/7.5	每分钟4000转/7.0	每分钟4000转/10.0
800 毫克 普通装	每分钟4000转/7.0	每分钟4000转/7.0	每分钟4000转/9.5
400 毫克 慢速装	每分钟4000转/8.5	不适用	不适用
600 毫克 慢速装	每分钟4000转/7.5	不适用	不适用
800 毫克 慢速装	每分钟4000转/7.0	不适用	不适用
Kerr OptiMix			
400 毫克 快速装	不适用	每分钟4000转/7.0	每分钟4000转/11.5
600 毫克 快速装	不适用	每分钟4000转/7.0	每分钟4000转/10.5
800 毫克 快速装	不适用	每分钟4000转/7.0	每分钟4000转/9.5
400 毫克 普通装	每分钟4000转/8.5	每分钟4000转/7.0	每分钟4000转/10.5
600 毫克 普通装	每分钟4000转/7.5	每分钟4000转/7.0	每分钟4000转/10.0
800 毫克 普通装	每分钟4000转/7.0	每分钟4000转/7.0	每分钟4000转/9.5
400 毫克 慢速装	每分钟4000转/8.5	不适用	不适用
600 毫克 慢速装	每分钟4000转/7.5	不适用	不适用
800 毫克 慢速装	每分钟4000转/7.0	不适用	不适用

Caulk/Promix	Rabbit - 每分钟4200 转/6.0	Rabbit - 每分钟4200 转/6.0	Rabbit - 每分钟4200 转/9.0
Caulk/Vari-Mix II	H2 每分钟4300 转/6.0	M3 每分钟3870 转/10.0	H2 每分钟4300 转/10.0
Caulk/Vari-Mix III	High (高) 每分钟4300转/5.0	M 每分钟3895 转/11.0	High (高) 每分钟4300转/9.0
Crescent/Wig-L-Bug DS-80	High (高) 每分钟4275转/6.0	High (高) 每分钟4275转/8.0	High (高) 每分钟4275转/9.0

Crescent/Wig-L-Bug DS-801	不推荐	不推荐	不推荐
Crescent/Wig-L-Bug LP-60	High (高) 每分钟4300转/6.0	Medium (中) 每分钟3950转/8.0	High (高) 每分钟4300转/9.0
Crescent/Wig-L-Bug MSD	数字设定 每分钟4200 转/6.0	数字设定 每分钟3800 转/9.0	数字设定 每分钟4200 转/9.0
Crescent/Wig-L-Bug S2000	不推荐	不推荐	不推荐
Crescent/Wig-L-Bug SC-40	不推荐	不推荐	不推荐
Crescent/Wig-L-Bug LPD	数字设定 每分钟4200 转/6.0	不推荐	数字设定 每分钟4200 转/9.0

Degussa/Den-tomat	不推荐	不推荐	不推荐
Degussa/Den-tomat 2	不推荐	不推荐	不推荐
Degussa/Den-tomat 3	不推荐	不推荐	不推荐
Degussa/Duomat 2	不推荐	不推荐	不推荐
Degussa/Duomat 3	不推荐	不推荐	不推荐
Degussa/Mixomat	数字设定 每分钟4300 转/6.0	数字设定 每分钟4300 转/9.0	数字设定 每分钟4300 转/9.0
ESPE/Capmix	每分钟4500转/5.0	每分钟4500转/7.0	每分钟4500转/7.0
ESPE/Rotomix	不推荐	不推荐	不推荐
Pelton Crane/Spirit	每分钟4200转/8.0	每分钟4000转/10.0	每分钟4200转/10.0
Pearson/Speedster	不推荐	不推荐	不推荐
S.S. White/Capmaster	不推荐	不推荐	不推荐
Schein/S-1A	不推荐	不推荐	不推荐
Schein/Touchpad	每分钟4105转/7.0	每分钟4105转/7.0	每分钟4105转/10.0
SDJ/Ultramat 2	每分钟4600转/4.0	每分钟4600转/6.0	每分钟4600转/6.0
Sunburst/Maxima	不推荐	不推荐	不推荐
Torit	不推荐	不推荐	不推荐
Vivadent/Silamat	每分钟4500转/4.0	每分钟4500转/6.0	每分钟4500转/7.0
Vivadent/Silmat S3	每分钟4535转/5.0	不推荐	每分钟4535转/6.0
Vivadent/Silmat S5	每分钟4475转/5.0	不推荐	每分钟4475转/6.0
Vivadent/Silamat Plus	P2 慢 每分钟4000 转/8.0	P2 快 每分钟4500 转/5.0	P2 慢 每分钟4000 转/10.0
Zenith/Zenith Single Speed Z1-A	不推荐	不推荐	不推荐
Zenith/Zenith Variable Speed Z1-A	不推荐	不推荐	不推荐

Caulk/Promix	Rabbit - 每分钟4200 转/6.0	Rabbit - 每分钟4200 转/6.0	Rabbit - 每分钟4200 转/9.0
Caulk/Vari-Mix II	H2 每分钟4300 转/6.0	M3 每分钟3870 转/10.0	H2 每分钟4300 转/10.0
Caulk/Vari-Mix III	High (高) 每分钟4300转/5.0	M 每分钟3895 转/11.0	High (高) 每分钟4300转/9.0
Crescent/Wig-L-Bug DS-80	High (高) 每分钟4275转/6.0	High (高) 每分钟4275转/8.0	High (高) 每分钟4275转/9.0
Crescent/Wig-L-Bug DS-801	不推荐	不推荐	不推荐
Crescent/Wig-L-Bug LP-60	High (高) 每分钟4300转/6.0	Medium (中) 每分钟3950转/8.0	High (高) 每分钟4300转/9.0
Crescent/Wig-L-Bug MSD	数字设定 每分钟4200 转/6.0	数字设定 每分钟3800 转/9.0	数字设定 每分钟4200 转/9.0
Crescent/Wig-L-Bug S2000	不推荐	不推荐	不推荐
Crescent/Wig-L-Bug SC-40	不推荐	不推荐	不推荐
Crescent/Wig-L-Bug LPD	数字设定 每分钟4200 转/6.0	不推荐	数字设定 每分钟4200 转/9.0

膠囊體確定品牌和凝固類型：

Tytin常速凝固型 – 深藍色囊體
Tytin慢速凝固型 – 淺藍色囊體
Tytin FC常速凝固型 – 灰色囊體
Tytin FC慢速凝固型 – 黃色囊體
Contour常速凝固型 – 鐵紅囊體
Contour快速凝固型 – 綠色囊體

膠囊內容物的成分:
Tytin自動啟動膠囊
合金粉 銀 -59% 錫 -28% 銅 -13% (Tytin合金無錳)
含汞42.5%、重量百分比 100%球形

Tytin FC自動啟動膠囊
合金粉 銀 -61% 錫 -26% 銅 -13% (Tytin FC合金無錳)
100%球形 30% 車削成型
含汞44.5%、重量百分比 100%改良球形

Contour自動啟動膠囊
合金粉 銀 -41% 錫 -31% 銅 -28% (Contour合金無錳)
70%球形 30% 車削成型
車削成型 含汞47%、重量百分比 100%改良球形

作用時間*

Tytin自動啟動膠囊

提取和塑形時間：

• 常速凝固型 -2.00分鐘。
• 慢速凝固型 -2.25分鐘。

型態雕刻時間：

• 常速凝固型 -4.25分鐘。
• 慢速凝固型 -6.00分鐘。

Tytin FC自動啟動膠囊

提取和塑形時間：

• 常速凝固型 -2.50分鐘。
• 快速凝固型 -2.00分鐘。

型態雕刻時間：

• 常速凝固型 -7.75分鐘。
• 快速凝固型 -5.50分鐘。

Contour自動啟動膠囊

提取和塑形時間：

• 常速凝固型 -2.25分鐘。
• 快速凝固型 -2.00分鐘。

型態雕刻時間：

• 常速凝固型 -9.75分鐘。
• 快速凝固型 -7.75分鐘。

*所有時間均為最低

自動啟動膠囊 – 使用說明書

除非Tytin FC和Contour膠囊都具有自動動性。 不需要啟動或者特殊設備取啟動膠囊。

將膠囊放入 並固定 在理想混汞機的混合筒之中。

要震盪，設定混汞機的預定速度和時間。

在震盪之後，請從混汞機中取出膠囊。

在打開之前，輕輕將汞齊嵌入膠囊體中。

藉著帶手套的雙手，用一隻手的食指和拇指抓住膠囊帽，用另一隻手的 食指和拇指抓住膠囊體，並且輕輕擰膠囊帽，同時將帽旋鬆。 膠囊帽分開 時應發出啞噠聲。 打開膠囊不需要特殊設備。

High (高) 每分鐘4300轉/6.0	Medium (中) 每分鐘3950轉/8.0	High (高) 每分鐘4300轉/9.0
數字設定 每分鐘4200 轉/6.0	數字設定 每分鐘3800 轉/9.0	數字設定 每分鐘4200 轉/9.0

ESPE/Capmix	每分钟4500转/5.0	每分钟4500转/7.0	每分钟4500转/7.0
ESPE/Rotomix	不推荐	不推荐	不推荐
Pelton Crane/Spirit	每分钟4200转/8.0	每分钟4000转/10.0	每分钟4200转/10.0
Pearson/Speedster	不推荐	不推荐	不推荐
S.S. White/Capmaster	不推荐	不推荐	不推荐
Schein/S-1A	不推荐	不推荐	不推荐
Schein/Touchpad	每分钟4105转/7.0	每分钟4105转/7.0	每分钟4105转/10.0
SDJ/Ultramat 2	每分钟4600转/4.0	每分钟4600转/6.0	每分钟4600转/6.0
Sunburst/Maxima	不推荐	不推荐	不推荐
Torit	不推荐	不推荐	不推荐
Vivadent/Silamat	每分钟4500转/4.0	每分钟4500转/6.0	每分钟4500转/7.0
Vivadent/Silmat S3	每分钟4535转/5.0	不推荐	每分钟4535转/6.0
Vivadent/Silmat S5	每分钟4475转/5.0	不推荐	每分钟4475转/6.0
Vivadent/Silamat Plus	P2 慢 每分钟4000 转/8.0	P2 快 每分钟4500 转/5.0	P2 慢 每分钟4000 转/10.0
Zenith/Zenith Single Speed Z1-A	不推荐	不推荐	不推荐
Zenith/Zenith Variable Speed Z1-A	不推荐	不推荐	不推荐

應輕輕地將膠囊體中的汞齊嵌入汞齊存放碟之中。 檢查汞齊質團，以保證汞齊方便裝的膜末和汞齊混合在一起。 如果觀察 到有脫脹的話，請將其取出。 開始汞齊的填置。 在填置汞齊之後，重新將膠囊帽和膠囊體扣在一起，並根據所有適用的 法規進行處置。 強烈建議遵守美國牙科協會之現行「牙齊廢棄物最佳管理 實務」(BMP) 和「牙科衛生建議」(Dental Mercury Hygiene Recommendations) 。

震盪
Kerr建議的震盪速度和時間設定都在表A之中。混汞機的差異都是可能的，即使品牌相同。速度可能因線壓、載荷以及年齡而異。在震盪之後不 需要將汞 齊震壓出來。

取得最佳混合的建議

經過恰當震盪，汞齊將會是明亮的均勻「黏性」物質。熱、有光澤、快速凝固 的混合料 可能是過度震盪的標誌。 乾燥、易碎的混合料常常就是震盪 不足的標誌。 如果這些狀況發生，那麼時間就應當進行適當地調節。

如果汞齊混合料太乾燥太脆，可以通過將震盪時間增加1-5秒來得到更濕潤/ 黏性之混合料。 如果混合成的汞齊仍然不可接受，請將混汞機的速度增加 100 cpm，並重新設定起始時間。 如果汞齊混合料太濕太黏性，可以通過 將震盪時間減少1-5秒來得到較高凝/較不黏性的混合料。 如果混成 的汞 齊仍然不可接受，請將混汞機的速度降低100 cpm，並重新設定起始時間。

如果相應地調節您的震盪時間或者速度都未改善您的混合料，請打電話給您 當地的Kerr代表或Kerr客服尋求幫助。

牙科汞合金的填置

• 常規操作程式方法和Kerr牙科汞合金一起使用。
• 汞齊的插入應在震盪之後立即著手進行。
• 塑形應在震盪之後立即開始。
• 建議Kerr牙科汞合金使用垂直塑形。
• 最有效的塑形工具具有平滑的垂直面。
• Kerr牙科汞合金可以用機械塑形，如果需要的話。
• 牙科汞合金之型態雕刻可以在塑形形成之後立即開始。
• 在移除剩餘汞齊的建議，例如孕婦和產婦和腎功能受損者。 您應當與貴國 監管 牙科醫學會和牙科材料的管理機構確認，以確定什麼建議或者局限適用於牙科汞合金的使用。

汞健康危害資料(下列資訊都包含在本產品的物質安全資料表(MSDS)之中)
眼睛接觸的影響和危害： 刺激物。
急性嚥受： 接觸可能引起刺激。汞具有腐蝕性，並可能引起角膜損傷或燒傷。
慢性嚥受： 汞可能沉積於眼睛的晶狀體之中，引起視覺障礙。
皮膚接觸的影響和危害： 刺激物/致敏物質/神經毒素。
急性嚥受： 汞霧氣的吸入可以引起咳嗽、發燒、噁心及嘔吐。
慢性嚥受： 長期吸入 高濃度汞霧氣可能引起水銀中毒。 研究結果都極其多 變，並包括痛、 流涎、口腔炎、牙齒鬆動、齒齦藍線、疼痛以及四肢麻木。 攝入的影響和危害： 神經毒性/腎毒素。
急性嚥受： 可能引起噁心、嘔吐、腎損和神經影響。
慢性嚥受： 症狀包括中樞神經系統(CNS)紊亂。

警告 – 含汞

• Kerr之自動啟動膠囊和使用其製造的牙科汞合金產品都含汞。
• 汞霧氣可能有害。如果被吸入的話。

• 請參看 下面的汞健康危害資料部分。

防護措施

當處理本產品之時，應適當注意。應當採取如下各項之保護措施：

• 牙科汞合金置入患者口中將會增加患者身體中的汞濃度。 在汞齊的移除 或者置入期間，橡皮障的使用可能降低患者對汞的吸收量。

• 使用本產品應採取足夠的通風(霧氣嚥受應保持低於0.05 mg/m³ 或者監 官您使用本產品的任何政府或管制機構所設定的任何更低限制)。

• 如果患者曾受對牙科汞合金發生局部超敏反應，應當移除汞齊。

除了您當地管制機構建議的程式之外，應當總是使用這些預防性程式。

注意事項 – 參考規範 (歐盟) 2017/852
除非牙醫根據規範的特殊醫療需求，認為必須使用牙科汞齊，否則不得用於治療乳齒，亦不得用於 15 歲以下孩童、懷孕或哺乳婦女的牙科治療。

禁忌

不要在已知汞過敏症的患者身上使用。

政府機構關於牙科汞合金之局限和建議之聲明

美國食品醫藥管理局聲明：

“已經證實：牙科汞合金是一種高複型材料，在強度、邊緣完整性、適合大咬合力以及耐久性方面有益處。 牙科汞合金選擇度低濃度的汞霧氣，已 經有大量文檔證明，嚥受高濃度的汞霧氣能引起神經和腎性不良健康影響。 汞霧氣濃度在牙科汞合金的填置和移除後即最高，但之後下降。

在成人和六歲及以上兒童中，臨床研究已經在牙科汞合金和不良健康影響之間確定了一種因果連結。 另外，在六歲及以上兒童中進行的兩項臨床試驗 沒有發現與汞齊使用相關聯的神經或者腎性傷害。

在胎兒和幼兒中，發育中的神經系統對汞霧氣的神經毒性影響更敏感。 關於在孕婦及其發育中的胎兒以及六歲以下兒童，包括哺乳嬰兒中的長期健康 觀察 成果非常有限，尚沒有可用的臨床資料。 美國事物及疾病管理局(ATSDR)和美國環保署(EPA)已經制定了汞霧氣的嚥受 濃度、預計高強度防止不良健康影響，包括對敏感亞群的影響，例如，孕婦及 其發育中的胎兒、哺乳嬰兒以及六歲以下兒童。 超過這些濃度並不一定地 意味著任何不良影響就會發生。

FDA已經發現，使用最可靠方法的科學研究已經表明，牙科汞合金使成人嚥 受元素汞霧氣的量都低於或大約相當於由ATSDR和 EPA確定的嚥受保護級 別”。 根據這些研究結果和臨床資料，FDA已得出結論，嚥受來自牙科汞合金 的汞霧氣未置六歲及以上個體於相關性不良健康影響的危險之中。

考慮到諸如牙齒的數量和尺寸、呼吸量和呼吸速率之類的因素，FDA 估計， 在使用牙科汞合金的六歲以下兒童中，預計每日汞摄入量低於預計每 日成人劑 量。 因此，兒童嚥受會低於由ATSDR和EPA所確定的嚥受保護級別。

另外，母奶中由於牙科汞合金的預計汞濃度為低於EPA經口嚥受無機汞之保 護性劑量中的一個量級。 FDA已得出結論，現有資料建議應繼續研 究結果，嚥受過來自牙科汞合金的汞霧氣的婦女哺乳嬰兒，後者並未處 於不良 健康影響之風險”。

加拿大衛生局指出：
1. 汞暴露應被考慮用於複形兒童的乳牙，這種材料的機械特性在這裏都 是合適的。
2. 應儘量不將汞齊材料填置於孕婦牙齒中，或者應儘量從孕婦的牙齒 中 移除剩餘材料。
3. 在 腎功能受損的患者中，不應給其牙齒填置汞齊。
4. 在填置和移除汞齊填料方面，牙醫師應使用技術和設備將患者和醫 生的

5. 汞霧氣嚥受減到最低，並防止汞齊廢棄物被沖入市政污水處理系統。 牙齒填置應該建議可能發生汞過敏性超敏反應的個體避免汞齊的使用。 在 已經對汞齊發生了超敏反應的患者中，在這裏，現有汞齊複形劑應該 被另一種材料所代替，還需由醫生建議。

各個國家的健康機構，包括德國、法國、英國、挪威和奧地利，都已經就牙 科汞合金的使用和安全性做出了聲明。 這些聲明包括針對在牙齒間中填 置和移除廢棄物的建議，例如孕婦和產婦和腎功能受損者。 您應當與貴國 監管 牙科醫學會和牙科材料的管理機構確認，以確定什麼建議或者局限適用於牙科汞合金的使用。

截止日期
不要在本產品的截止日期之後使用本產品。

混汞機	Tytin	Tytin-FC	CONTOUR
Kerr 自動混合	速度/時間(秒)	速度/時間(秒)	速度/時間(秒)
400 毫克 快速凝固型	不適用	4000 cpm/7.0	4000 cpm/11.5
600 毫克 快速凝固型	不適用	4000 cpm/7.0	4000 cpm/10.5
800 毫克 快速凝固型	不適用	4000 cpm/7.0	4000 cpm/9.5
400 毫克 常速凝固型	4000 cpm/8.5	4000 cpm/7.0	4000 cpm/10.5
600 毫克 常速凝固型	4000 cpm/7.5	4000 cpm/7.0	4000 cpm/9.5
800 毫克 常速凝固型	4000 cpm/7.0	4000 cpm/7.0	4000 cpm/9.5
Kerr OptiMix			
400 毫克 快速凝固型	不適用	4000 cpm/7.0	4000 cpm/11.5
600 毫克 快速凝固型	不適用	4000 cpm/7.0	4000 cpm/10.5
800 毫克 快速凝固型	不適用	4000 cpm/7.0	4000 cpm/9.5
400 毫克 常速凝固型	4000 cpm/8.5	4000 cpm/7.0	4000 cpm/10.5
600 毫克 常速凝固型	4000 cpm/7.5	4000 cpm/7.0	4000 cpm/9.5
800 毫克 常速凝固型	4000 cpm/7.0	4000 cpm/7.0	4000 cpm/9.5

通用
Tytin™、Tytin FC および Contour の各自活性化カプセルには、予め測定された量の 歯科合金水銀が含まれており、虫歯の治療の際に歯科修 復材として使用するよう意 図されています。

色によるカプセルの識別
ケール社製自己活性化カプセルのキャップ色により、合金のミリグラム数またはスピ ル内容が分かります。

キャプセルの本体によりブランドおよび硬化度が識別できます：

100% 球状
42.5%重量の水銀を含みます

Tytin FC 自己活性化カプセル
合金粉末 Ag -61% Sn -26% Cu -13% (Tytin FC 合金には亜鉛は含まれません)

100% 修正球状
44.5%重量の水銀を含みます

Contour 自己活性化カプセル
合金粉末 Ag -41% Sn -31% Cu -28% (Contour 合金には亜鉛は含まれません)

70% 球状 30%旋削
47% 重量の水銀を含みます

作業時間*
Tytin 自己活性化カプセル
ピックアップ時間および充填時間：

通常硬化：2.0分
緩硬化：2.2分

Tytin FC 自己活性化カプセル
ピックアップ時間および充填時間：

通常硬化：2.50分
迅速硬化：2.0分

通常硬化：2.25分
迅速硬化：2.0分

通常硬化：9.75分
迅速硬化：7.75分

自己活性化カプセルの塊を点検して、水銀ビローパルクの膜がアルマゲムの中に 混じっていないことを確認します。 膜が混じっていることが確認され た場合は、その膜を アルマゲムから取り除きます。

アルマゲムの詰め込みを開始します。

アルマゲムを詰め込んだ後、カプセル本体とキャップを一緒に素 早く掴み、該当 すべての規則に従って廃棄してください。

米 国歯科医師会の現行の「アルミ ーグム廃棄物の望ましい処理規範 (Best Management Practices For Amalgam Waste: BMPs)」およ び「歯科用 水銀の衛生上の推奨事項 (Dental Mercury Hygiene Recommendations)」を忠実に守ること強くお奨めします。

警告 – 水銀を含みます
ケール社製自己活性化カプセルおよびそれを使用して作製された歯 科用アルマゲム製品には水銀が含まれてい ます。

水銀の蒸気は、吸入した場合有害となります。

下記の「水銀の健康被害データ」の項を参照してください。

使用上の注意
本製品を取り扱う際は、適切な管理が必要となります。 以下のような保護手 段を取る 必要があります。

患者に歯科用アルマゲムを詰め込むと、患者の体内の水銀レベルが 上昇します。 ラバーダムを使用すると、アルマゲムの除去に少し詰め 込み中の患者に吸収される水銀量を減少させることができます。

粉末と水銀を混合する際は、十分な換気を取り入れる必要がありま す(水銀蒸気への暴露は、製品の使用を管理する政府なし規制局